

Максимальная скорость встряхивания для шейкеров серии SM 30 В

Указанная ниже скорости встряхивания под нагрузкой являются приблизительными величинами. В зависимости от конкретных свойств встряхиваемых веществ эти значения могут незначительно отличаться.

Модель	Платформа	Ход (мм)	120 об/мин	180 об/мин	200 об/мин
SM 30 В	1-уровень	50 мм	10 кг	10 кг	10 кг
SM 30 В	2-уровня	50 мм	15 кг	15 кг	
SM 30 В	3-уровня	50 мм	20 кг		

 = недопустимый диапазон