

Максимальная скорость встряхивания для шейкеров серии VKS 75 F

Указанная ниже скорости встряхивания под нагрузкой являются приблизительными величинами.
В зависимости от конкретных свойств встряхиваемых веществ эти значения могут незначительно отличаться.

Модель	Амплитуда (мм)	80 об/мин
VKS 75 F control	120 мм	75 кг
VKS 75 F control	130 мм	75 кг
VKS 75 F control	140 мм	65 кг
VKS 75 F control	150 мм	55 кг